

## RICHTLINIEN ZUR FLECKENENTFERNUNG

### Allgemeine Fleckschubstanzen

SUBSTANZ	VERÄNDERUNG	ENTFERNUNG
<b>BUTTER</b>	gelblich-helle Flecken	Dialyson-Fleckenentferner Expert A, mit klarem heißem Wasser sprühextrahieren
<b>COLA</b>	bräunliche Flecken	mit klarem warmem Wasser sprühextrahieren
<b>CURRY</b>	orangefarbene Flecken	mit klarem warmem Wasser sprühextrahieren, Nachbehandlung mit Dialyson-Fleckenentferner Expert C
<b>EI – roh</b>		auflöffeln, mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren
<b>EI – weich</b>		auflöffeln, mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren
<b>FETT</b>	gelbliche Flecken	Dialyson-Fleckenentferner Expert A, danach mit klarem heißem Wasser sprühextrahieren
<b>FRUCHTSÄFTE</b> (Orange, Apfel, Traube)	verschieden	mit klarem warmem Wasser sprühextrahieren, Nachbehandlung mit Dialyson-Fleckenentferner Expert A
<b>HONIG</b>	bernstein-farbene Flecken	mit klarem heißem Wasser sprühextrahieren
<b>KAFFEE</b>	bräunliche Flecken	frische Flecken mit trockenen Tüchern aufnehmen und mit klarem Wasser sprühextrahieren; eingetrocknete Flecken mit Dialyson Expert C behandeln
<b>KAKAO</b>	bräunliche Flecken	mit klarem Wasser sprühextrahieren, nachbehandeln mit Dialyson-Fleckenentferner Expert A
<b>KAUGUMMI</b>		wegkratzen, mit Dialyson-Fleckenentferner Expert B behandeln
<b>KETCHUP</b>	orangefarbene Flecken	mit klarem warmem Wasser sprühextrahieren, Nachbehandlung mit Dialyson-Fleckenentferner Expert C
<b>KONDENS MILCH</b>	gelblich-weiße Flecken	mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren, nachbehandeln mit Dialyson-Fleckenentferner Expert A
<b>KUGELSCHREIBER</b>	verschieden	Dialyson-Fleckenentferner Expert B
<b>MARGARINE</b>	gelbliche Flecken	Dialyson-Fleckenentferner Expert A, danach mit klarem heißem Wasser sprühextrahieren
<b>MARMELADE</b> (Brombeer, Heidelbeer, Himbeer, Waldbeer)	bräunliche Flecken	mit klarem warmem Wasser sprühextrahieren, Nachbehandlung evtl. mit Dialyson-Fleckenentferner Expert C
<b>MILCH</b>	weiße Flecken	mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren, nachbehandeln mit Dialyson-Fleckenentferner Expert A
<b>SCHUHCREME</b>	verschieden	Dialyson-Fleckenentferner Expert B
<b>SENF</b>	ockerfarbene Flecken	mit klarem warmem Wasser sprühextrahieren, Nachbehandlung mit Dialyson-Fleckenentferner Expert C
<b>SOSSE</b>	verschieden	mit klarem Wasser sprühextrahieren, nachbehandeln mit Dialyson-Fleckenentferner Expert A
<b>STREICHKÄSE</b>	gelblich-weiße Flecken	wegkratzen, mit Dialyson-Fleckenentferner Expert A, danach mit klarem warmem Wasser sprühextrahieren
<b>SUPPE</b>	verschieden	mit klarem warmem Wasser sprühextrahieren, evtl. Nachbehandlung mit Dialyson-Fleckenentferner Expert A
<b>TEE</b>	bräunliche Flecken	frische Flecken mit trockenen Tüchern aufnehmen und sprühextrahieren; eingetrocknete Flecken mit Dialyson Expert C behandeln
Unter Umständen bedürfen einzelne Flecken einer Nachbehandlung		

## RICHTLINIEN ZUR FLECKENENTFERNUNG

### Krankenhausspezifische Fleckschubstanzen

SUBSTANZ	VERÄNDERUNG	ENTFERNUNG
<b>BLUT</b>	rote Flecken (gealtert: braune Flecken)	desinfizieren, mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren
<b>CUTASEPT</b> (Desinfektionsmittel)	bräunliche Flecken	mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren
<b>BETAISODONA</b> (Desinfektionsmittel)	bräunliche Flecken	mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren
<b>DAN KLORIX</b> (Sanitärreiniger)	keine	mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren
<b>DESINFEKTION</b> (allgemein) auf Wirkstoffbasis: – Aktivchlor – Aldehyd – Alkohol – Peroxyd	keine	mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren
<b>DIESIN-RAPID-KONZENTRAT</b> (Desinfektionsreiniger)	gelbliche Flecken	mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren
<b>DOMESTOS</b> (Sanitärreiniger)	keine	mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren
<b>ERBROCHENES</b>	verschieden	desinfizieren, mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren
<b>FORMALDEHYD 5%ig</b>	keine	mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren
<b>GALLENFLÜSSIGKEIT</b>	grünlich-gelbe Flecken	desinfizieren, mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren
<b>GENTIANA-VIOLETT-Tinktur</b> (Wunddesinfektionsmittel)	violette Flecken	ist nicht vollständig entfernbar, mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren, Nachbehandlung mit Dialyson Fleckenentferner Expert B
<b>ISOPROPANOL</b>	keine	mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren
<b>JODTINKTUR</b> (Desinfektionsmittel)	bräunliche Flecken	entfärben mit 5% Hydrosulfitlösung, anschl. mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren
<b>KOT</b>	braune Flecken	desinfizieren, mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren
<b>LYSO FD 10 konzentriert</b> (Desinfektionsmittel)	keine	mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren
<b>MERCUCROM</b> (Desinfektionsmittel)	rötliche Flecken	ist nicht vollständig entfernbar, entfärben mit Natronbleichlauge (5% aktives Chlor), anschl. mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren
<b>NATRIUMHYPO-CHLORID</b> (5% aktives Chlor)	keine	mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren
<b>PERUBALSAM</b> (Desinfektionsmittel)	gelblich-braune Flecken	Dialyson-Fleckenentferner Expert A, mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren
<b>PVP-JOD</b> (Desinfektionsmittel)	bräunliche Flecken	frisch entfernbar durch Übergießen mit Natriumthiosulphat 15%, später nicht vollständig entfernbar; entfärben mit 5% Hydrosulfitlösung, anschl. mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren
<b>RIVANOL</b> (Desinfektionsmittel)	gelbliche Flecken	ist nicht vollständig entfernbar; Teilerfolg mit 5% Hydrosulfitlösung, anschl. mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren
<b>STERILLIUM</b> (Handdesinfektionsmittel)	keine	mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren
<b>URIN</b>	gelbliche Flecken	desinfizieren, mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren
<b>WASSERSTOFF-SUPEROXYD 5%ig</b>	keine	mit klarem kaltem Wasser sprühextrahieren
Unter Umständen bedürfen einzelne Flecken einer Nachbehandlung		



## Reinigungs-Hinweise

ANKER-CLINIC ist eine Teppichboden-Spezialkonstruktion, die es ermöglicht, alle herkömmlichen Fleckensubstanzen aus dem Belag zu entfernen.

Hierzu muss folgende Vorgehensweise strikt beachtet werden:

- ✓ Bürststaubsaugen: täglich
- ✓ Fleckentfernung: täglich
- ✓ Alle unbekanntes Fleckensubstanzen sowie alle Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen **vor** ihrer Entfernung desinfizieren:

Desinfektionsmischungen:

Bacillocid Spezial oder Dismozon Pur (beide von Bode Chemie)

Mischungsverhältnis:

0,5 % = Einwirkzeit 60 Minuten oder  
1,0 % = Einwirkzeit 30 Minuten

- ✓ Die Desinfektionsmischung immer großzügig spiralförmig von außen nach innen über die Fleckensubstanzen gießen.
- ✓ Im Anschluss daran die übergossene Fleckensubstanz und die Desinfektionsmischung wie vorgeschrieben einwirken lassen.
- ✓ Die kontaminierte Fläche nochmals mit Desinfektionsmischung großzügig spiralförmig von außen nach innen eingießen und im Belag wie vorgeschrieben einwirken lassen.

Grundsätzlich muss die regelmäßige Kontrolle und Reinigung aller eingesetzten Geräte erfolgen, um die Keimbelastung im erforderlichen niedrigen Bereich zu halten:

Pflege-System	täglich	wöchentl.	monatl.	jährl.	1 1/2 jährl.
Detachur	X				
Bürst-Staubsaugen	X				
Reinigungs-Kontrolle		X			
HEPA-Micro-Filter Austausch				X	
Bürststaubsauger überprüfen			X		
Grundreinigung / Flächendesinfektion					X
Kleines Sprühex-Gerät überprüfen			X		
Großes Sprühex-Gerät überprüfen				X	

Praktische, wirtschaftliche Flächengrundreinigungs-Verfahren:

- ✓ Pad-Verfahren,
- ✓ Granulat-System,
- ✓ Rug-Doctor-System.

Die in nebenstehenden „Richtlinien zur Fleckenentfernung“ beschriebenen Methoden zur Fleckenentfernung können aufgrund der unterschiedlichen Konzentrationen und Zusammensetzungen der diversen Fleckensubstanzen nur einen Leitfaden darstellen.

### Bezugsquellen

**Bacillocid Spezial**  
**Dismozon pur**  
www.bode-chemie.de

**Dialyson Fleckenentferner Expert A, B, C**  
www.dialyson.com

**Dyson Staubsauger Dual Cyclone**  
www.dyson.de

**Nilco Sprühextrahiergeräte**  
www.nilco.de

**SEBO-Staubsauger**  
www.sebo.de

**Rug-Doctor / Servomatic GmbH**  
Reinigungsprodukte  
www.servomatic.de